


**Приспособления
для чистки
межзубных промежутков**



Dr. Wild & Co. AG
Hofackerstrasse 8
4132 Muttenz
Switzerland

www.wild-pharma.com



EMOFORM[®]

 **Профессиональный уход за
полостью рта из Швейцарии**

brush'n clean



Межзубные безметалловые щетки с фторидом натрия

Тщательная чистка является основой здоровья зубов. Большинство людей чистят зубы ежедневно зубной щеткой, но намного меньше внимания уделяют чистке межзубных промежутков. А они заслуживают намного большего внимания, потому что обычные зубные щетки не обеспечивают надлежащую очистку этих зон, ведь 30% поверхности зуба располагается в межзубных промежутках, где есть высокий риск развития кариеса.

Бактериальный налет, образующийся в ротовой полости, является этиологическим фактором (причиной) для развития кариеса и заболеваний десен (гингивит, периодонтит). Эффективное удаление налета играет большую роль в предотвращении этих заболеваний. При выполнении обычных процедур ухода за ротовой полостью в домашних условиях зубной налет обычно удаляют при помощи щетки с внешних поверхностей зубов, а из межзубных промежутков – при помощи зубной нити или межзубных щеток. Оба метода могут заметно снизить количество налета.

Межзубные щетки прекрасно подходят для оптимальной очистки труднодоступных промежутков между зубами (межзубных зон), под мостами и вокруг имплантатов, а также зон, частично или полностью недоступных для зубной нити. Кроме того, межзубные щетки массируют десневые сосочки, улучшая, таким образом циркуляцию крови.

Эксперты рекомендуют тщательно очищать межзубные промежутки один раз в день.

EMOFORM® brush'n clean межзубные щетки поставляются в двух размерах: стандартные brush'n clean щетки предназначены для очистки узких межзубных промежутков, а новые brush'n clean XL щетки предназначены для более широких промежутков. brush'n clean межзубные щетки абсолютно не содержат металл, а эластичное резиновое покрытие щетки обеспечивает максимальное повторение формы межзубного промежутка. Межзубные щетки brush'n clean обработаны фторидом натрия, который обеспечивает профилактику кариеса.



EMOFORM®




 brush'n clean **NEW** XL

- **Безметалловые**
Нет опасности повреждения зубной эмали или десен
- **Обработка фторидом натрия**
Способствует профилактике кариеса
- **2 различных размера**
Эластичная резиновая щеточка точно повторяет форму межзубного промежутка
- **Стимулирующий массаж**
Массаж десневых сосочков и десен, улучшение циркуляции крови
- **Практичная упаковка**
Межзубные щетки упакованы в практичную коробочку, которая обеспечивает надлежащие гигиенические условия хранения и удобна в дороге



EMOFORM®




Межзубные щетки с пластиковым покрытием стержня



EMOFORM® Межзубные щетки с пластиковым покрытием стержня

Тонкие щетинки расположены вокруг стержня с пластиковым покрытием. Благодаря пластиковой изоляции стержня, отсутствуют болезненные ощущения при контакте щетки с шейкой зуба или металлическими пломбами (гальванический эффект). Это также защищает зубную эмаль и десна от повреждений.



EMOFORM® межзубные щетки с гигиеническими колпачками являются идеальным решением для обеспечения надлежащей гигиены ротовой полости как в домашних условиях, так и в дороге, и прекрасно подходят для очистки ортодонтических приспособлений, таких как мосты, брекететы и т.д.

EMOFORM® межзубные щетки выделяются благодаря их мягкой, круглой, резиновой ручке с углублением для пальца, их легко использовать сразу из упаковки. Благодаря эргономичной форме ручки, межзубные щетки удобно удерживать, что позволяет легко получить доступ во все межзубные промежутки. Ручка ершика из резины легко гнется, ее удобно держать и направлять двумя пальцами.




Для достижения оптимального результата очистки, мы рекомендуем использовать межзубные щетки вместе с гелем TEBODONT®. Эффект предотвращения появления зубного налета геля TEBODONT® оптимально дополняет механическую очистку межзубных промежутков при помощи межзубных щеток.



EMOFORM®

Профессиональная продукция для удаления налета из межзубных промежутков, под мостами и брекет-системами, вокруг имплантов.

Суперфлосс EMOFORM® Triofloss: для многоцелевой чистки



общая длина 70 см

Специальный флосс для ежедневного применения с пластиковым держателем, щеточкой и флоссом в одном приспособлении



Суперфлосс EMOFORM® Duofloss тонкий и стандартный: для чистки зубных мостов и имплантатов

пластиковый держатель около 6,5 см губчатая нить-щеточка около 13 см пластиковый держатель около 6,5 см

общая длина 26 см

Специальное приспособление для очистки межзубных промежутков, в состав которого входит густая щеточка для очистки зоны вокруг зубных имплантов и под мостами. Благодаря держателю повышенной прочности с каждой стороны щеточки, легко направить флосс в нужный участок. Этот продукт является прекрасным решением для ежедневных гигиенических процедур при пародонтите, а также для очистки зубных мостов, имплантов, брекет-систем и прочих зубных приспособлений.



Чистка зубов, межзубных промежутков, участков под мостами и ортодонтическими конструкциями



EMOFORM® sensitive Зубные щетки

- мягкие, закругленные нейлоновые щетинки
- эффективная очистка, нежный массаж десен и защита зубной эмали

EMOFORM® Межзубные щетки

- эргономичная ручка
- гибкая щеточка обеспечивает легкий доступ ко всем межзубным промежуткам
- пластиковое покрытие стержня



EMOFORM® Деревянные зубочистки

- изготовлены из гибкого дерева березы
- предназначены для очистки промежутков между зубами; можно использовать с обеих сторон

EMOFORM® Микро-щетки

- поверхность пластиковой щетки клиновидной формы покрыта бархатными ворсинками
- предназначены для очистки межзубных промежутков



EMOFORM® Зубной флосс и зубная лента

- невощенный тонкий флосс
- вощенный тонкий флосс с фторидом
- гладкая лента

EMOFORM® Межзубные безметалловые щетки

- эластичные резиновые щетки небольшого размера
- точно повторяют форму межзубных промежутков
- обработаны фторидом натрия



Суперфлосс EMOFORM® TrioFloss

- для очистки межзубных промежутков, участков под мостами и ортодонтическими приспособлениями

Суперфлосс EMOFORM® DuoFloss

- для чистки участков вокруг зубов по линии десен, имплантатов, под мостами и брекет-системами
- два усиленных конца для продевания флосса и губчатая щетка посередине

