

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**paro**<sup>®</sup> –  
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ  
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ  
ПОЛОСТИ РТА

paro<sup>®</sup> ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

[www.paro.com](http://www.paro.com)



**УХОД ЗА ЗУБАМИ  
И ПОЛОСТЬЮ РТА**  
Зубные пасты и ополаскиватели для  
полости рта



**ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ**  
Медицинские зубные щетки, детские  
зубные щетки, гидроактивная звуковая  
зубная щетка



**УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ  
ПРОМЕЖУТКАМИ**  
Межзубные щетки, щетки-зубочистки,  
зубочистки, межзубные ленты и флоссы

# Здравствуйте!

Мы рады представить Вам **paro**<sup>®</sup> – комплексную профилактическую систему по уходу за ротовой полостью, созданную в Швейцарии.

**paro**<sup>®</sup> это собственная торговая марка швейцарской компании Esro AG, которая существует уже много лет и расположена в городе Кильхберге недалеко от Цюриха. Компания Esro AG была основана в 1969 году и специализируется на производстве продукции для ухода за полостью рта. Инновация, долговечность и забота – эти принципы составляют основу философии компании, и отражены во всей нашей продукции.

Вот уже более 35 лет **paro**<sup>®</sup> занимает достойное место на рынке продукции по гигиене полости рта и доступна во всем мире.

## **paro**<sup>®</sup> Профилактическая система

**paro**<sup>®</sup> это где уход за полостью рта встречается со швейцарскими инновациями. Результатом является уникальная система профилактики, не имеющая аналогов в других странах, включающая многочисленные продукты следующей направленности:



### УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА

Зубные пасты и ополаскиватели для полости рта



### ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Медицинские зубные щетки, детские зубные щетки, гидроактивная звуковая зубная щетка



### УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ

Межзубные щетки, щетки-зубочистки, зубочистки, межзубные ленты и флоссы

# Инновации *paro*<sup>®</sup>

Наше внимание сосредоточено на Вас, как на потребителе. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами широкого спектра инноваций *paro*<sup>®</sup> в сфере простого и эффективного ухода за полостью рта и профилактики, которые включают :

- *paro*<sup>®</sup> *slider* – Интердентальная революция! Уход за межзубными промежутками еще никогда не был такой простой: Почувствуйте и легко очистите межзубные промежутки!
- *paro*<sup>®</sup> *sonic* – первая звуковая зубная щетка, которая позволяет комбинировать Ваш индивидуальный уход за межзубными промежутками с системой *paro*<sup>®</sup> *isola F*. До 41,000 чистящих движений в минуту.
- *paro*<sup>®</sup> *3star*-технология – наш запатентованный «метод треугольника», согласно которому форма межзубных щеток соответствует анатомии межзубных промежутков. Для большего комфорта и повышенной эффективности очистки.
- *paro*<sup>®</sup> *brush-stick* – наши пластиковые зубочистки с бархатной поверхностью. Простые в использовании и высокоэффективные.
- *paro*<sup>®</sup> – зубные пасты не содержащие SLS (лаурилсульфата натрия), специально произведены в Швейцарии на основе высококачественного аминифторида и антисептического компонента Пантенола. Они укрепляют зубную эмаль и десна.
- *paro*<sup>®</sup> *fluoride gels* – высококонцентрированные гели на основе аминифторида или фторида натрия с фруктовым или мятным ароматом. Высокоэффективные и с приятным вкусом.
- *paro*<sup>®</sup> *isola*-технология – мы первые представили покрытие на металлическом стержне, применяемом в межзубных щетках. Защищает зубную эмаль и исключает гальванический эффект.

Мы приглашаем Вас узнать что происходит, когда уход за полостью рта встречается со швейцарскими инновациями – откройте для себя эксклюзивную продукцию *paro*<sup>®</sup>.

Искренне Ваши



Патрик Суттер  
Генеральный директор |  
Партнер Esro AG



Клаудио Хостеттлер  
Директор по развитию  
бизнеса | Партнер




# **paro**<sup>®</sup> коллекция – преимущества и информация

## **paro**<sup>®</sup> *isola* технология

Компания Esro AG – первый производитель, применивший пластиковое покрытие металлического стержня в производственном процессе.

Эта **paro**<sup>®</sup> *isola* технология запатентована и используется для изготовления всех типов межзубных щеток из коллекции **paro**<sup>®</sup>.

Межзубные щетки состоят из мягких ворсинок, закрепленных на тонком стержне, который покрыт защитной оболочкой. Благодаря этому высококачественному покрытию **paro**<sup>®</sup> *isola* исключается любое соприкосновение металла с зубными тканями, пломбами, коронками или мостами. Это предотвращает от повреждений и травм, а также от гальванического эффекта, который возникает в результате освобождения ионов биполярных элементов.




## Рекомендации по использованию межзубных щеток


Как и при использовании любой системы очистки межзубных промежутков, чрезвычайно важно правильно подобрать размер щетки. Если щетка слишком маленькая, налет не будет полностью удален. Если диаметр слишком большой, он не будет соответствовать межзубным промежуткам и может травмировать десны.

С учетом различных требований, **paro**<sup>®</sup> предлагает широкий выбор межзубных щеток в разных диаметрах конической или клиновидной формы.

Кроме щеток закругленной формы, **paro**<sup>®</sup> разработала технологию 3star, для имитации анатомической формы межзубных промежутков, что позволило улучшить анатомическое соответствие и эффективность очистки (подробнее см. на стр. 8).



стандартная  
щетка




**paro**<sup>®</sup> 3star grip

## Универсальная и сменная система **paro**<sup>®</sup> *isola F*

Сменные щетки системы **paro**<sup>®</sup> *isola F* совместимы со всеми держателями и зубными щетками **paro**<sup>®</sup>. Благодаря продуманному и гигиеничному механизму, щетки легко заменять.

Этот механизм установки основан на принципе вставить и повернуть. Щетка надежно закреплена в держателе и может быть легко извлечена руками или при помощи гигиенического колпачка, который разработан как ключ. Приложите узкий конец колпачка к щетке, вставьте и поверните на 90 градусов.



## **paro**<sup>®</sup> *slider box* упаковка с выдвигающей крышкой

Большинство продукции **paro**<sup>®</sup> для ухода за межзубными промежутками поставляется в продуманных упаковках с выдвигающей крышкой. Для открытия упаковки, сдвиньте крышку одной рукой или просто снимите ее. Упаковка предназначена для многократного использования, чтобы уменьшить количество отходов.



Преимущества:

- Легко носить
- Легко хранить
- Легко использовать



## УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ

- 06 | 07 **paro**<sup>®</sup> *slider* – очиститель межзубных промежутков
- 08 | 09 **paro**<sup>®</sup> *3star* – межзубные щетки треугольной формы с держателем
- 10 | 11 **paro**<sup>®</sup> *flexi grip* – межзубные щетки с держателем
- 12 | 13 **paro**<sup>®</sup> *isola F* – межзубные щетки и держатели для межзубных щеток
- 14 | 15 **paro**<sup>®</sup> *isola long* – межзубные щетки
- 16 | 17 **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* – пластиковые зубочистки с бархатным покрытием и медицинские деревянные зубочистки
- 18 | 19 **paro**<sup>®</sup> зубные ленты и флоссы



## ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

- 20 | 21 **paro**<sup>®</sup> *sonic* звуковая гидроактивная зубная щетка
- 22 | 23 **paro**<sup>®</sup> зубные щетки
- 24 | 25 **paro**<sup>®</sup> детские зубные щетки и специальные зубные щетки




## УХОД ЗА ЗУБАМИ И РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ

- 26 | 27 **paro**<sup>®</sup> зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки для индикации зубного налета
- 28 | 29 **paro**<sup>®</sup> гели на основе фторида
  
- 30 | 31 **paro**<sup>®</sup> демонстрационная продукция и поддержка продаж



# ПОЧУВСТВУЙТЕ. ОЧИСТИТЕ.

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ  
НИКОГДА НЕ БЫЛ НАСТОЛЬКО ЛЕГКИМ!






## *paro*<sup>®</sup> slider – интердентальная революция



Совместно со стоматологами и специалистами по гигиене полости рта, инженеры *paro*<sup>®</sup> в течение нескольких лет разрабатывали инновационную и уникальную систему для очистки межзубных промежутков. *paro*<sup>®</sup> slider также может использоваться для очистки брекетов, коронок, мостов и имплантатов.

Благодаря инновационному *paro*<sup>®</sup> slider утомительный поиск межзубных промежутков интердентальным ершиком

уходит в прошлое: теперь легче и эффективнее очищать межзубные промежутки с закрытым ртом, чем когда-либо ранее.

Мягкий, анатомической формы, конический наконечник *paro*<sup>®</sup> slider позволяет легко находить межзубные промежутки. При помощи аккуратных движений удобной кнопки назад-вперед межзубная щетка легко скользит в межзубных промежутках.



Арт. №	paro® slider – очиститель межзубных промежутков	 Щетка	 • Стержень	*ДОО
1030	paro® slider – включает держатель и 3 межзубные щетки XS			
1031	paro® slider – межзубные щетки XS, 6 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.4 мм	Ø 0.65 мм
1032	paro® slider – межзубные щетки S, 6 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.4 мм	Ø 0.8 мм
1033	paro® slider – межзубные щетки M, 6 шт.	Ø 3.1 мм	Ø 0.4 мм	Ø 1.4 мм

\*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия



## Мои кубики

«Он это понял: круглые кубики подходят к круглым отверстиям. А для треугольного отверстия нужна... треугольная форма! В игре это очевидно. При уходе за моими зубами тоже!»

Кристина,  
(Мама)


## *paro*<sup>®</sup> 3star – межзубные щетки

Новое поколение межзубных щеток *paro*<sup>®</sup> 3star треугольной формы. Эти межзубные щетки разработаны таким образом чтобы соответствовать анатомической форме межзубных промежутков.


*paro*<sup>®</sup> 3star межзубные щетки обладают более высокой очищающей эффективностью по сравнению с межзубными щетками круглой формы.

Кроме того, межзубные щетки треугольной формы легче проникают в межзубные промежутки.

*paro*<sup>®</sup> 3star-межзубные щетки доступны в удобном варианте с держателем.



стандартная щетка



*paro*<sup>®</sup> 3star grip

Ссылки:

Wolff F, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dorfer, University of Heidelberg, Germany

Thomas Gaberthuel, Dr. med. dent. SSO, Switzerland





1090



1091



1092



1093



1094




1095



Арт. №

**paro® 3star grip** – межзубные щетки треугольной формы с держателем



Арт. №	paro® 3star grip – межзубные щетки треугольной формы с держателем	Щетка	Стержень	*ДОО
1090	paro® 3star grip – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.			
1091	paro® 3star grip – xxx-тонкие, красные, треугольной формы, 4 шт.	Ø 2.0 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.8 мм
1092	paro® 3star grip – xx-тонкие, желтые, треугольной формы, 4 шт.	Ø 2.6 мм	Ø 0.50 мм	Ø 0.9 мм
1093	paro® 3star grip – x-тонкие, синие, треугольной формы, 4 шт.	Ø 3.5 мм	Ø 0.50 мм	Ø 1.0 мм
1094	paro® 3star grip – средние, зеленые, треугольной формы, 4 шт.	Ø 4.5 мм	Ø 0.63 мм	Ø 1.5 мм
1095	paro® 3star grip – крупные, фиолетовые, треугольной формы, 4 шт.	Ø 7.0 мм	Ø 0.72 мм	Ø 2.4 мм

\*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия



## Моя турбо-молния

«Подъем. Отправление. Остановка. Доставка. Если не хочешь терять время, тогда нужен держатель и удобство в использовании. При моем уходе за зубами все точно так же!»

Фабио,  
(Служба доставки)

## *paro*<sup>®</sup> *flexi grip* – межзубные щетки


*paro*<sup>®</sup> *flexi grip* межзубные щетки полностью готовы к использованию. Мягкая, круглая резиновая ручка позволяет идеально удерживать ее двумя пальцами и упрощает введение щетки во все межзубные промежутки. Гибкая ручка приятная на ощупь.

*paro*<sup>®</sup> *flexi grip* межзубные щетки с защитным колпачком, идеальны для использования дома и в дороге.

*paro*<sup>®</sup> *flexi grip* межзубные щетки также очень популярны для очищения ортодонтических аппаратов, таких как брекететы, дуги и т.д.



1070


 Арт. № | **paro® flexi grip – межзубные щетки с держателем**
 Щетка • Стержень | \*ДОО

Арт. №	paro® flexi grip – межзубные щетки с держателем	Щетка	Стержень	*ДОО
1070	paro® flexi grip – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.			
1079	paro® flexi grip – х-тонкие, оранжевые, конические, 4 шт.	Ø 1.9/5.0 мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1078	paro® flexi grip – супер-тонкие, экстра-мягкие, розовые, цилиндрические, 4 шт.	Ø 2.0 мм	Ø 0.4 мм	Ø 0.6 мм
1072	paro® flexi grip – хххх-тонкие, белые, цилиндрические, 4 шт.	Ø 1.7 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.7 мм
1073	paro® flexi grip – ххх-тонкие, красные, цилиндрические, 4 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.8 мм
1074	paro® flexi grip – хх-тонкие, желтые, цилиндрические, 4 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1071	paro® flexi grip – х-тонкие, синие, цилиндрические, 4 шт.	Ø 3.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.0 мм
1075	paro® flexi grip – средние, зеленые, цилиндрические, 4 шт.	Ø 5.0 мм	Ø 0.72 мм	Ø 1.3 мм
1077	paro® flexi grip – крупные, фиолетовые, цилиндрические, 4 шт.	Ø 7.2 мм	Ø 0.95 мм	Ø 2.1 мм
1080	paro® flexi grip – х-крупные, серые, цилиндрические, 4 шт.	Ø 9.5 мм	Ø 1.2 мм	Ø 2.7 мм
1081	paro® flexi grip – хх-крупные, черные, цилиндрические, 4 шт.	Ø 11.5 мм	Ø 1.3 мм	Ø 3.1 мм

\*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия



## Мое многофункциональное средство

«Мой ящик с инструментами – это моя гордость и радость. С ним я могу решить любой вопрос. Благодаря универсальности и системному подходу. Я люблю это! Так же при моем уходе за зубами!»

Тим,  
(Мастер на все руки)

## *paro*<sup>®</sup> *isola F* – система

### *paro*<sup>®</sup> *isola F*- межзубные щетки


Система *paro*<sup>®</sup> *isola F* - это самый широкий ассортимент межзубных щеток *paro*<sup>®</sup>. Большое разнообразие щеток конической и цилиндрической формы доступны в восьми различных диаметрах. Популярная монопучковая щетка, *paro*<sup>®</sup> *interspace F* позволяет идеально очищать ортодонтические конструкции, такие как брекететы, дуги и т.д.

В каждой упаковке межзубных щеток *paro*<sup>®</sup> *isola F* - находится удобный держатель *paro*<sup>®</sup> *handy grip F* и защитный колпачок, который защищает щетку при перевозке и облегчает установку новых щеток на держатель.


### *paro*<sup>®</sup> *isola F*- держатели

Обширный ассортимент системы *paro*<sup>®</sup> усиливается широким диапазоном держателей. Доступны как односторонние держатели (1040), так и двухсторонние (1003). Держатель *paro*<sup>®</sup> *handy grip F* идеальный вариант для использования на ходу, поставляется в каждой упаковке.

Новая гидроактивная звуковая зубная щетка *paro*<sup>®</sup> *sonic* (727) повышает эффективность очистки межзубных промежутков благодаря силе звука. Так же, насадки *paro*<sup>®</sup> *isola F* можно легко установить на держатель для очистки межзубных промежутков зубной щетки *paro*<sup>®</sup> *sonic*.





Арт. №	<i>paro® isola F</i> – межзубные щетки	 Щетка	 • Стержень	 *ДОО
1048	<i>paro® isola F</i> – xxxx-тонкие, красные, цилиндрические, 5 шт.	Ø 1.7 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.7 мм
1043	<i>paro® isola F</i> – xxx-тонкие, белые, цилиндрические, 5 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.45 мм	Ø 0.8 мм
1044	<i>paro® isola F</i> – xx-тонкие, желтые, цилиндрические, 5 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1041	<i>paro® isola F</i> – x-тонкие, синие, цилиндрические, 5 шт.	Ø 3.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.0 мм
1042	<i>paro® isola F</i> – средние, зеленые, цилиндрические, 5 шт.	Ø 5.0 мм	Ø 0.72 мм	Ø 1.3 мм
1047	<i>paro® isola F</i> – крупные, фиолетовые, цилиндрические, 5 шт.	Ø 8.0 мм	Ø 0.95 мм	Ø 2.1 мм
1049	<i>paro® isola F</i> – x-тонкие, синие, конические, 5 шт.	Ø 1.9/5.0 мм	Ø 0.55 мм	Ø 0.9 мм
1046	<i>paro® isola F</i> – тонкие, красные, конические, 5 шт.	Ø 3.0/7.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.4 мм
1013	<i>paro® interspace brush F</i> – мягкие, сменные насадки, 6 шт.			
	<b><i>paro® isola F</i> – держатели для межзубных щеток</b>			
1003	<i>paro® interspace brush F</i> – двухсторонний держатель с 2 монопучковыми щетками, каждая под разным углом			
1040	<i>paro® interdental set F</i> – набор с 2 межзубными щетками			
727	<i>paro® sonic</i> – гидроактивная звуковая зубная щетка – см. стр. 20 21			
708-746	<i>paro®</i> зубные щетки - см. стр. 22 23			

\*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия



## Мой лучший рецепт

«Я не доверяю новомодным штучкам. Ни модная сковорода, ни стильный нож не сделают ваше блюдо вкуснее. Любой, у кого есть опыт, полагается на проверенные методы. Также я делаю при моем уходе за зубами!»


Элла,  
(Шеф-повар)



## *paro*<sup>®</sup> *isola long* – длинные межзубные щетки

Межзубные щетки являются идеальным средством очистки межзубных промежутков. *paro*<sup>®</sup> *isola long* длинные межзубные щетки используются без ручки, нет необходимости в приобретении держателя. Благодаря удлинённому нако-

нечнику щетки, фронтальные и жевательные области зубов могут быть идеально очищены.

Длинный конец щетки может быть легко изогнут в нужную форму для удобства применения.



Арт. №	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – длинные межзубные щетки	 Щетка	 • Стержень	*ДОО
1012	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – xxx-тонкие, белые, цилиндрические, 10 шт.	Ø 1.9 мм	Ø 0.47 мм	Ø 0.9 мм
1014	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – xx-тонкие, синие, цилиндрические, 10 шт.	Ø 2.5 мм	Ø 0.59 мм	Ø 1.0 мм
1016	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – x-тонкие, красные, цилиндрические, 10 шт.	Ø 3.0 мм	Ø 0.65 мм	Ø 1.1 мм
1015	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – тонкие, зеленые, цилиндрические, 10 шт.	Ø 5.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 1.4 мм
1017	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – средние, зеленые, цилиндрические, 5 шт.	Ø 8.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 2.5 мм
1018	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – крупные, фиолетовые, цилиндрические, 5 шт.	Ø 10.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 2.6 мм
1010	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – x-тонкие, синие, конические, 10 шт.	Ø 2.0/6.0 мм	Ø 0.60 мм	Ø 1.3 мм
1011	<i>paro</i> <sup>®</sup> <i>isola long</i> – средние, зеленые, конические, 5 шт.	Ø 4.0/9.0 мм	Ø 0.74 мм	Ø 1.7 мм

\*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия



## Мой чемпион мира

«Я лучше всех рублю дрова в нашей команде. Так говорят другие. Также как чемпион мира? Этого я сказать не могу. Мои зубочистки лучшие в мире, это я чувствую каждый день при уходе за зубами!»

Питер,  
(Дровосек)



## **paro**<sup>®</sup> медицинские деревянные зубочистки



Зубочистки особенно удобны для удаления застрявших частиц пищи, особенно из межзубных промежутков. При правильном использовании также может быть удален зубной налет. К тому же, осуществляется нежный массаж десен.

Благодаря треугольному профилю, **paro**<sup>®</sup> медицинские зубочистки идеально подходят для очищения нешироких межзубных промежутков.

Перед использованием увлажните зубочистку слюной, это смягчит ее и сделает более гибкой.

**paro**<sup>®</sup> медицинские зубочистки изготовлены из экологически чистой древесины липы, выращенной в Швейцарии.

### **paro**<sup>®</sup> *micro-stick*

Благодаря микро-тонкой форме, которая обеспечивает оптимальный контакт между смежными поверхностями зубов, применять их комфортно даже в узких межзубных промежутках.

### **paro**<sup>®</sup> *solidox*

Двухсторонние зубочистки среднего размера из натуральной древесины.

### **paro**<sup>®</sup> *fresh-stick*

Освежающие зубочистки с мятным ароматом, которые оставляют приятное послевкусие.

## **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* — зубочистки с бархатным покрытием

Тщательное очищение и одновременный массаж делают **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* превосходным выбором для лечения и профилактики раздражения десен. **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* запатентованы на международном уровне. Это технология космической эры в области гигиены полости рта.

Наша футуристическая зубочистка заимствовала форму и легкость в использовании от ее деревянного предшественника. Но на этом сходства заканчиваются, так как **paro**<sup>®</sup> *brush-stick* имеют пластиковую основу, с бархатным

покрытием. Это дополнительное покрытие не только приятно в использовании, но и обеспечивает более полное и тщательное удаление бактериального налета. Их очень тонкая форма, чрезвычайно гибкая, что способствует доступу практически к каждому межзубному промежутку.

**paro**<sup>®</sup> *brush-stick* предназначены для многократного использования и благодаря защитному колпачку их идеально использовать в дороге.





Арт. №	<b>paro<sup>®</sup></b> медицинские деревянные зубочистки
1751	<b>paro<sup>®</sup> micro-stick</b> – ультра-тонкие, 96 шт.
1750	<b>paro<sup>®</sup> solidox</b> – двухсторонние, 96 шт.
1755	<b>paro<sup>®</sup> fresh-stick</b> – средние, с мятным вкусом, 96 шт.
	<b>paro<sup>®</sup> brush-stick</b> – пластиковые зубочистки с бархатным покрытием
1061	<b>paro<sup>®</sup> brush-stick</b> – с бархатным покрытием, 10 шт.



## Моя визави

«Это мы одинаковые? Да у нас даже флоссы разные. Одна из нас любит мятный, другая нет. Одна пользуется пушистым флоссом, другая компактным. Но по магазинам мы ходим вместе!»

Лорен и Шарлотта,  
(Близняшки)

# *paro*<sup>®</sup> зубные ленты и флоссы

### *paro*<sup>®</sup> brush'n floss

Идеально подходит для очистки брекетов, мостов и широких межзубных промежутков. Благодаря уникальным компонентам – усиленному направителю и пушистому флоссу, Вы получите наилучшие результаты.

### *paro*<sup>®</sup> glide-tape

Межзубная лента из тефлона зарекомендовала себя как отличное средство для гигиены ротовой полости. При ежедневном использовании удаляет зубной налет из узких межзубных промежутков, которые недоступны для других средств. Также, лента мягкая на ощупь, не режет пальцы и не рвется.

### *paro*<sup>®</sup> riser-floss

Это медицинский зубной флосс, вощенный, с мятой и фторидом. Он тонкий перед применением и становится пушистым во время применения.

### *paro*<sup>®</sup> classic-floss

Это тонкий зубной флосс, вощенный с мятой и фторидом. В результате, он легко скользит между зубами, и поэтому рекомендован для узких межзубных промежутков.

### *paro*<sup>®</sup> floss holder

С держателем зубного флосса *paro*<sup>®</sup> floss holder использование зубного флосса покажется детской игрой. Это чрезвычайно эффективный инструмент для идеального эффекта очистки. Все межзубные промежутки могут быть достигнуты без никаких трудностей. К тому же нет необходимости касаться флосса рукой, что гарантирует соблюдение высоких стандартов гигиены. Максимальная эффективность при низком расходе. Рекомендовано для использования с *paro*<sup>®</sup> classic-floss или *paro*<sup>®</sup> riser-floss.

1760



1764



1765



1762



1766



1768



1767



1763



Арт. № | **paro®** зубные ленты и флоссы

1760	<b>paro®</b> brush'n floss – зубной флосс и щетка, суперфлосс, 20x15 см
1762	<b>paro®</b> glide-tape – тефлоновая лента, 20 м
1768	<b>paro®</b> glide-tape – тефлоновая лента, 200 м
1764	<b>paro®</b> riser-floss – вощный, с мятой и фторидом, 50 м
1763	<b>paro®</b> travel-floss – вощный, с мятой, 5 м
1766	<b>paro®</b> classic-floss – вощный, с мятой и фторидом, 50 м
1767	<b>paro®</b> classic-floss – вощный, 200 м
1765	<b>paro®</b> floss holder держатель зубного флосса



## Мое универсальное средство

«Кроме моей основной работы, я еще отвожу детей на тренировки, работаю по дому, встречаюсь с друзьями. И в какой-то момент нужно делать это все одновременно. Но у нас дома я далеко не одна такая. Спросите мою звуковую зубную щетку!»

Лариса,  
(Мама)

## **paro<sup>®</sup> sonic** – гидроактивная звуковая щетка

### **paro<sup>®</sup> sonic**

**paro<sup>®</sup> sonic** звуковая гидроактивная зубная щетка, совершающая до 41000 чистящих движений в минуту, аккуратно и эффективно нейтрализует и удаляет зубной налет. Благодаря функции межзубной очистки, зубная щетка **paro<sup>®</sup> sonic** сочетает звуковую чистку зубов и очистку межзубных промежутков.

### **paro<sup>®</sup> sonic** насадки для зубной щетки

С помощью двух разных щеток-насадок можно осуществлять мягкую очистку чувствительных зон (**paro<sup>®</sup> sensi-clean**), или интенсивное отбеливание (**paro<sup>®</sup> deep-clean-whitening**).

Зубная щетка **paro<sup>®</sup> sonic** также может быть использована для очистки ортодонтических аппаратов, имплантатов, коронок и мостов.

### **paro<sup>®</sup> sonic interdental**

Ваш персональный и индивидуальный уход за межзубными промежутками с щеткой **paro<sup>®</sup> sonic**.

При разработке щеток нового поколения **paro<sup>®</sup> sonic**, удалось учесть огромный опыт, накопленный за 20 лет совершенствования **paro<sup>®</sup> inbetween** - первой электрической щетки для межзубных промежутков. В результате были оптимизированы легкие вибрирующие движения щетки в режиме «МЕЖЗУБНОЙ».

Благодаря инновационной системе **paro<sup>®</sup> isla F**, Вы можете присоединить любые индивидуальные межзубные щетки к держателю для очистки межзубных промежутков и заменять их при необходимости.

Эта функция также подходит для очистки ортодонтических аппаратов, имплантатов, коронок и мостов. Более того, **paro<sup>®</sup> sonic** оснащен квадрантным таймером и практичной функцией блокировки при путешествиях.

3 режима очистки с функцией памяти и до 41 000 чистящих движений в минуту.

### Режим 1 НОРМАЛЬНЫЙ

Нежное гидроактивное звуковое очищение, идеально для ежедневного применения и для ухода за чувствительными шейками зубов и нежными деснами

### Режим 2 МЕЖЗУБНОЙ

Гибкое и индивидуальное межзубное очищение, также подходит для очистки ортодонтических аппаратов, имплантатов, коронок, мостов

### Режим 3 ОТБЕЛИВАНИЕ

Активное очищение для интенсивного ухода за зубами в случае окрашивания и сильного налета на зубах



**paro® sonic** насадки для зубной щетки  
Режим очистки НОРМАЛЬНЫЙ и ОТБЕЛИВАНИЕ

Инновационная форма щетинок, исключительно конической формы или комбинация конических и закругленных структурированных щетинок, придают щеткам высокую точность. Установлено, что такая форма щетинок обеспечивает лучшее очищение, чем щетки обычной формы<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Hahl-Pedex / University for Dental HealthCare, Ulm, D



**paro® sonic** межзубное очищение  
Режим очистки МЕЖЗУБНОЙ

Ваш персональный и индивидуальный уход за межзубными промежутками. Подходит также для очистки ортодонтических аппаратов. Совместим с системой **paro® isola F** (см. стр. 12|13)



Арт. №	<b>paro® sonic</b> – гидроактивная звуковая зубная щетка
727	<b>paro® sonic</b> – гидроактивная звуковая зубная щетка, набор
728	<b>paro® sensi-clean</b> - сменные щетки, 2 шт.
729	<b>paro® sonic interdental set</b> набор для очистки межзубных промежутков
730	<b>paro® deep-clean-whitening</b> сменные щетки для глубокого очищения и отбеливания, 2 шт.



## Мой мастер полировки

«Я не использую жесткие скребки! Здесь нужен тончайший шелк. А затем нежный массаж, пока все не засияет. Я говорю о моем ежедневном уходе за зубами!»

Адриано,  
(Автокосметолог)

## **paro**® зубные щетки

### **paro**® classic зубные щетки

Тонкая шейка и уникальная длинная ручка с алмазной формой, гарантируют правильное позиционирование и использование международно-известной серии зубных щеток **paro**® classic.

Идеально закругленная нейлоновая щетина позволяет интенсивно удалять налет и вместе с тем оберегать чувствительные десны. К ручкам зубных щеток можно присоединить эксклюзивные сменные насадки **paro**® *isola F* (см. стр. 12|13). Теперь только с помощью одного инструмента можно очистить весь зубной ряд даже в труднодоступных местах, а также произвести массаж десен.

### Клинически референсная щетка

Зубные щетки **paro**® classic в течении долгого времени являются эталоном в сравнении со всеми другими щетками, которые тестируются в Университете Цюриха, Швейцария. Стабильно высокое качество наших щеток, вот что делает их такими почитаемыми.

**paro**® classic зубные щетки доступны с различной жесткостью: средней жесткости (M), мягкие (S), ультрамягкие (exS).

**paro**® *exS39 / S39 / M39* - зубная щетка для чувствительных зубов с ультрамягкими, мягкими или средней жесткости щетинками (5 рядов, 39 пучков)

**paro**® *S43 / M43* - компактная головка щетки, с мягкими или средней жесткости щетинками (4 ряда, 43 пучка)

**paro**® *S27L / M27L* - маленькая головка щетки, с мягкими или средней жесткости щетинками (3 ряда, 27 пучков)


**paro**® *S27 / M27* - маленькая головка щетки, короткая ручка, с мягкими или средней жесткости щетинками (27 пучков)

### **paro**® medic

Создана на основе филамент-технологии; щетинки имеют коническую форму с тонкими, очень гибкими кончиками. Эти особенно мягкие и шелковые щетинки очень приятны при касании. Они способствуют тщательной, но нежной очистке, особенно по линии десен, где преимущественно и образуется налет.



ультрамягкие  
ультратонкие



В 4 раза  
больше  
щетинок, чем  
у обычных зубных щеток



средняя  
мягкая



714 **paro**<sup>®</sup> exS39

715 **paro**<sup>®</sup> S39

716 **paro**<sup>®</sup> M39



средняя  
мягкая



708 **paro**<sup>®</sup> M43

709 **paro**<sup>®</sup> S43



средняя  
мягкая



738 **paro**<sup>®</sup> M27L

739 **paro**<sup>®</sup> S27L



средняя  
мягкая



744 **paro**<sup>®</sup> M27


746 **paro**<sup>®</sup> S27



коническая  
форма



726 **paro**<sup>®</sup> medic




копех<sup>®</sup> – щетинки

**paro**<sup>®</sup> classic зубные щетки,  
представлены в 6 различных  
цветах



Сменные межзубные щетки  
системы **paro**<sup>®</sup> isola F-  
(см.стр. 12|13)



блистерная  
упаковка



полиэтиленовая  
упаковка

Арт. №

**paro**<sup>®</sup> зубные щетки, разных цветов в ассортименте

714

**paro**<sup>®</sup> exS39 – ультрамягкая/для чувствительных зубов, 5 рядов, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

715

**paro**<sup>®</sup> S39 – мягкая, 5 рядов, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

716

**paro**<sup>®</sup> M39 – средняя, 5 рядов, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

708

**paro**<sup>®</sup> M43 – средняя, 4 ряда, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

709

**paro**<sup>®</sup> S43 – мягкая, 4 ряда, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

738

**paro**<sup>®</sup> M27L – средняя, 3 ряда, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

739

**paro**<sup>®</sup> S27L – мягкая, 3 ряда, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

744

**paro**<sup>®</sup> M27 – средняя, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

746

**paro**<sup>®</sup> S27 – мягкая, с монопучковой насадкой **paro**<sup>®</sup> interspace brush F

726

**paro**<sup>®</sup> medic – мягкая, с щетинками конической формы



## Мой супер-герой

«Он всегда ждет меня в ванной. Мой лазерный меч, которым я могу победить всех инопланетян с планеты Кариус. Это мне папа сказал!»

Джулиан,  
(Исследователь мира)

## **paro**<sup>®</sup> детские зубные щетки

**paro**<sup>®</sup> зубные щетки для детей специально разработаны для самых маленьких: круглая головка щетки небольшого размера со щетинками идеально закругленной формы обеспечивают эффективную и деликатную чистку зубов. Благодаря эргономической удлиненной ручке щетки родителям легче научить ребенка регулярному уходу за зубами.

### **paro**<sup>®</sup> junior

Благодаря маленькой и специально закругленной головке щетки теперь даже самые труднодоступные места могут быть легко очищены. Закругленные щетинки мягко очищают зубы, в то же время защищая десны от повреждений. Эргономич-

ная ручка изготовлена из нескользящего материала, также имеет элемент для большого пальца, для удобства применения. Эластичный элемент на шейке щетки предохраняет от слишком сильного нажатия.

### **paro**<sup>®</sup> S27 / M27

Классическая детская зубная щетка. К ручке зубной щетки **paro**<sup>®</sup> S27 / M27 можно присоединить эксклюзивные сменные насадки **paro**<sup>®</sup> *isola F* (см.стр. 12|13). С помощью только одного инструмента можно очистить весь зубной ряд, а также произвести массаж десен, даже в труднодоступных местах.

**paro**<sup>®</sup> S27 / M27 рекомендована для детей до 6 лет.

## **paro**<sup>®</sup> зубные щетки специального назначения

### **paro**<sup>®</sup> surgical

Хирургическая зубная щетка с мега мягкими щетинками рекомендуется для целенаправленного ухода за болезненными участками после хирургических вмешательств.

### **paro**<sup>®</sup> ortho brush child

Детская ортодонтическая зубная щетка, с V-образным вырезом, эффективна для очищения участков вокруг брекетов, дуг и других ортодонтических конструкций. Удобная ручка обеспечивает оптимальный контроль.


### **paro**<sup>®</sup> superbrush

Очищает все три поверхности зуба одновременно. Простая в использовании, с доказанной высокой эффективностью. Рекомендована также в случаях, когда координация не позволяет правильно пользоваться щеткой.


### **paro**<sup>®</sup> clinic denture brush

Предназначена для эффективной и бережной очистки зубных протезов. Дополнительная монопучковая щетка с плотными коническими щетинками для очищения межзубных промежутков и труднодоступных мест. Сочетание жестких и мягких щетинок в основной щетке способствуют оптимальной эффективности очистки. Эргономичная форма ручки дает дополнительный комфорт.





742 *paro*<sup>®</sup> junior




744 *paro*<sup>®</sup> M27


746 *paro*<sup>®</sup> S27



743 *paro*<sup>®</sup> surgical



724 *paro*<sup>®</sup> superbrush



748 *paro*<sup>®</sup> ortho brush



920 *paro*<sup>®</sup> clinic denture brush

Арт. №

*paro*<sup>®</sup> детские зубные щетки, разных цветов в ассортименте

742

*paro*<sup>®</sup> junior – мягкая, с гибкой шейкой

744

*paro*<sup>®</sup> M27 – средняя, с монопучковой насадкой *paro*<sup>®</sup> interspace brush F

746

*paro*<sup>®</sup> S27 – мягкая, с монопучковой насадкой *paro*<sup>®</sup> interspace brush F

*paro*<sup>®</sup> специальные зубные щетки

743

*paro*<sup>®</sup> surgical – мега мягкая, хирургическая зубная щетка

748

*paro*<sup>®</sup> ortho – мягкая, для ухода за ортодонтическими конструкциями

724

*paro*<sup>®</sup> superbrush – мягкая, трехсторонняя

920

*paro*<sup>®</sup> clinic denture brush – для зубных протезов, с двумя очищающими головками



## Мой первоклассный нападающий

«Высочайшее качество, совместимость, и только самые лучшие материалы для ухода за ротовой полостью – это как будто тебя вдруг взяли играть в высшую лигу. Назад ты уже просто не захочешь!»

Девид,  
(Футболист)

# *paro*<sup>®</sup> зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки

### *paro*<sup>®</sup> *dent*

Ополаскиватель полости рта для профилактики кариеса, содержит комбинацию аминофторида и фторида натрия. Эти активные ингредиенты предотвращают возникновение кариеса, снижают образование зубных отложений, помогают предотвратить заболевания пародонта и придают свежесть дыханию.

### *paro*<sup>®</sup> *chlorhexidin*

*paro*<sup>®</sup> ополаскиватель полости рта с хлоргекседином дополняет ежедневную гигиену полости рта, обогащенный Ксилитолом, не содержит спирт и красителей; придает свежесть дыханию.

Хлоргекседин – очень эффективное и хорошо задокументированное средство антибактериального действия. Оно подходит для дезинфекции полости рта и поддерживающей терапии десен, и предотвращает образование налета там, где это не может сделать зубная щетка и зубная паста.

### *paro*<sup>®</sup> *care*

Шипучие таблетки с фторидом олова для профилактики кариеса. Активный ингредиент – фторид олова, хорошо известное средство для лечения гиперчувствительности зубов и раздражения десен.

### *paro*<sup>®</sup> *plak tablets*

2-цветные таблетки для индикации зубного налета. Состоят из сочетания пищевых красителей, которые вступают в реакцию с органическими элементами налета, тем самым окрашивая его; налет красного цвета: 0-3 дня, голубого цвета – более трех дней.

### *paro*<sup>®</sup> *plak pellets*

2-цветные подушечки для индикации зубного налета. Поставляются во влажном виде и поэтому могут быть быстро использованы в стоматологическом кабинете. Не содержат лактозы. Состоят из сочетания пищевых красителей, которые вступают в реакцию с органическими элементами налета, тем самым окрашивая его; налет красного цвета: 0-3 дня, голубого цвета – более трех дней.

### *paro*<sup>®</sup> *amin* 1250 ppm F, не содержит SLS


Высококачественный аминофторид, входящий в состав зубной пасты, предотвращает кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает образование зубного налета. Зубная паста *paro*<sup>®</sup> *amin* не содержит SLS (лаурилсульфат натрия), низко абразивная; имеет освежающий мятный вкус и содержит Пантенол, который укрепляет десна.

### *paro*<sup>®</sup> *amin kids* 500 ppm F, не содержит SLS

Высококачественный аминофторид, входящий в состав детской зубной пасты предотвращает кариес, укрепляет зубную эмаль и сокращает образование зубного налета. Зубная паста *paro*<sup>®</sup> *amin kids* не содержит SLS (лаурилсульфата натрия), низко абразивная; имеет освежающий, умеренно мятный вкус.

### *paro*<sup>®</sup> *oolitt*

*paro*<sup>®</sup> *oolitt* скребок для очистки языка предназначен для удаления бактериального налета с языка. Использование скребка предотвращает возникновение галитоза (запах изо рта) и способствует улучшению состояния зубов и десен.





2676



2694 200 мл  
2693 2 л с помпой



2682



2667



2668



1210



1209



1208



1202



2689

Арт. № | **paro®** зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки для индикации зубного налета

2676	<b>paro® dent</b> – ополаскиватель полости рта с аминофторидом 0.025 % / 250 ppm, 500 мл
2694	<b>paro® chlorhexidin</b> – ополаскиватель полости рта с хлоргекседином 0.12 %, Ксилитол, без спирта, без красителей, 200 мл
2693	<b>paro® chlorhexidin</b> – ополаскиватель полости рта с хлоргекседином 0.12 %, Ксилитол, без спирта, без красителей, 2 л с помпой
2682	<b>paro® care</b> – шипучие таблетки с фторидом олова, 0,1%/1000 ppm, антибактериальные, 20 шт.
2667	<b>paro® amin kids</b> – детская зубная паста на основе аминофторида 0.050 % / 500 ppm, без SLS, низко абразивная, 75 мл
2668	<b>paro® amin</b> – зубная паста на основе аминофторида 0.125 % / 1250 ppm, без SLS, низко абразивная, с Пантенолом, 75 мл
1210	<b>paro® plak</b> – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 10 шт.
1209	<b>paro® plak</b> – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 100 шт.
1208	<b>paro® plak</b> – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 1000 шт.
1202	<b>paro® plak</b> – 2-цветные подушечки для индикации зубного налета, красный/синий, 100 шт.
2689	<b>paro® ollitt</b> – скребок для очистки языка



## Мой щит

«Обычной защиты мне недостаточно. Мне нужна оптимизированная защита, чтобы я был защищен. Так же при моем уходе за зубами!»

Марк,  
(Хоккейный вратарь)

## *paro*<sup>®</sup> гели с фторидом

*paro*<sup>®</sup> гели с фторидом – отличный выбор для оптимального фторирования зубной эмали. Высокая концентрация фторида повышает сопротивляемость кариесу. Применяйте *paro*<sup>®</sup> гели с фторидом раз в неделю, в дополнение к регулярной чистке зубов.

*paro*<sup>®</sup> гели с фторидом выпускаются с двумя различными составами и ароматами, в тубах по 25 г или во флаконах по 200 мл

### *paro*<sup>®</sup> *fluor* гель, с фторидом натрия

Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm  
Вкус: мятный  
PH: 6.7-7.3 (нейтральный)

### *paro*<sup>®</sup> *amin fluor* гель, с аминофторидом

Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm  
Вкус: клубничный  
PH: 4.5-5.0 (немного кислый)



2651



2653



2677



2678

Арт. №

**paro®** гели с фторидом

2651 **paro® fluor gel** – мятный, с фторидом натрия 1.25 % / 12500 ppm, 25 г

2653 **paro® fluor gel** – мятный, с фторидом натрия 1.25 % / 12500 ppm, 200 мл

2677 **paro® amin fluor gel** – клубничный, с аминфторидом 1.25 % / 12500 ppm, 25 г


2678 **paro® amin fluor gel** – клубничный, с аминфторидом 1.25 % / 12500 ppm, 200 мл

**paro**® демонстрационная продукция

2051



2050



2052



2053



1136



1132

Арт. №

**paro**® демонстрационная продукция1132 **paro**® песочные часы - таймер чистки зубов на 3 мин.1136 **paro**® cap – футляр для защиты головок зубных щеток **paro**® (см.стр. 22|23)2050 **paro**® S39 демонстрационная зубная щетка - длина 34 см.2051 **paro**® демонстрационная модель челюсти - размер 2 к 12052 **paro**® демонстрационная модель кариеса зубов - с и без кариеса2053 **paro**® демонстрационная модель зубов с брекетами

# *paro*<sup>®</sup> поддержка продаж



8667



8664

Арт. №

*paro*<sup>®</sup> поддержка продаж

8664

*paro*<sup>®</sup> презентационный чемодан, большой – заполненный продукцией *paro*<sup>®</sup>

8667

*paro*<sup>®</sup> акриловый стенд – с металлическими держателями

**paro**<sup>®</sup>  
SWISS



**paro**<sup>®</sup> – разработано и произведено

Esro AG  
Dorfstrasse 143  
CH-8802 Kilchberg ZH  
Switzerland

+41 44 723 11 10  
info@paro.com  
www.paro.com

ООО Свисс Трейд - официальный представитель компании ESRO AG в Украине  
тел.: 0 800 500 362 www.swisstrade.com.ua